


Ett litet och behändigt värmeskåp för dipslides

Cultura[®] M



Cultura M är ett litet, hållbart och pålitligt värmeskåp som passar för inkubation av Orion Diagnostica's dipslides Uricult[®], Dentocult[®], Hygicult[®] och Easicult[®].

Cultura M har använts under många inom områden som medicinsk och dental diagnostik, livsmedelshygien och i processindustrier.

Cultura M värmeskåp	Artikelnummer: 24-410		
Temperaturområde: 25-45 °C	Hölje: Svårantändlig PC & ABS		
Temperaturnoggrannhet: ± 1 °C	Dörr: Transparent		
Spänning: 230 V	Termometer: Medföljer		
Frekvens: 50 Hz	Ställ: Medföljer		
Effektförbrukning: 26 W / 0,2 A	Garanti: 2 år från inköpsdatum		
Skyddsklass: II	Vikt: 1,1 kg		
Storlek (mm):	B	H	D
– utvändigt	310	155	168
– invändigt	220	120	150

Distributör:

FD FOOD DIAGNOSTICS

FOOD DIAGNOSTICS AB
Box 5401, 402 29 Göteborg
Tel. 031-335 13 62, Fax. 031-335 13 63
www.food-diagnostics.se

CE-märkningen visar att denna utrustning följer direktiven:

- EMC 89/336/EEC
- DIN EN 61010-4
- 61010-2010