

De rätta svaren på frågorna

- Namnge FOOD DIAGNOSTICS två snabbtester för Listeria och omgivningskontroll, beskriv också vad det är för skillnad mellan dessa båda.

[In Site Listeria detektera hela gruppen Listeria](#)

[SwabSURE ListeriaP är ett test avsedd för direkt detektion av patogena Listeria monocytogenes](#)

- Vad är skillnaden mellan tryckplattan Hygicult och ATP-mätaren SystemSURE Plus? I vilket sammanhang ska man använda dessa?

[Hygicult detekterar endast mikroorganismer och används för desinfektionskontroll](#)

[ATP - mätaren SystemSURE Plus tillsammans med svabb används för rengöringskontroll](#)

- Vad heter FOOD DIAGNOSTICS senaste produkt för att analysera Salmonella på produktionsytor och hur lång tid tar det innan du har resultatet?

[InSite Salmonella, enkel och snabb kontroll av ytor \(omgivningskontroll\)](#)

- Vad heter FOOD DIAGNOSTICS snabbmetod för att analysera allergener och hur lång tid tar det ungefär?

[bioavid - snabba och enkla tester för allergenanalyserna - ca 20 minuter](#)